


Configuración del lavado de trastes para el evento provisional

Lavar

Enjuagar

Desinfectar



Estación del lavado de trastes para el evento provisional

La configuración debe incluir tres envases de la siguiente manera:

- (1) un envase para lavar lleno de agua jabonosa;
- (2) un envase para enjuagar lleno de agua limpia;
- (3) un envase para desinfectar lleno de agua y un agente desinfectante tal como:
 - (a) blanqueador de cloro a una concentración de 50 a 100 partes por millón (ppm)* o
 - (b) un compuesto amónico cuaternario (quaternary ammonium compound, QAC) a la concentración establecida por el fabricante; y
- (4) tiras de prueba para medir la concentración del desinfectante.

Nota: Cada envase debe ser lo suficientemente amplio como para contener su utensilio más grande.

*Aproximadamente ½ cucharadita de cloro por 1 galón de agua.